




SCITECH[®]

Innovation for Life



V A S C U L A R

Cateter Balão para acomodação

Giant **AT**

Abdominal / Torácica

Cateter Balão para acomodação

Giant AT

Abdominal / Torácica

Indicações

Para acomodação de endoprótese:
Abdominal e Torácica



Diâmetro:

10mm a 46mm

Perfil:

12F

Fio Guia Compatível:

0,035"

Características:

Duas marcas radiopacas nas extremidades

Rápida insuflação e desinsuflação

Tipo: OTW

Material do balão: Poliuretano

Comprimento do cateter: 100cm

Código	Descrição	Comp.	Diâmetro	Perfil
110845	Cateter de Dilatação Giant-AT	100cm	10-46mm	12F
112022	Cateter de Dilatação Giant-X AT	100cm	10-46mm	12F