



SCITECH[®]
Innovation for Life



V A S C U L A R

SIOXX XL


Stent Auto Expansível em Nitinol

SIOXX XL

Stent Auto Expansível em Nitinol

Tratamento de estenoses do sistema circulatório periférico

- Design flexível
- Estrutura de células mistas:
 - Fechadas com maior força radial para melhor fixação
 - Abertas para melhor flexibilidade, sem "Kink"
- 5 marcas de Tântalo (proximal e distal)



Especificações

Sistema de entrega	Coaxial Pull Back
Fio guia compatível	0,035"
Introdutor compatível	12Fr
Comprimento do cateter	100cm

Medidas

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	
	70	100
14	•	•
16	•	•
18	•	•
20	•	•
22	•	•



Scitech Produtos Médicos Ltda
www.scitechmed.com
Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd. 21 Lt. 01 e 44 - Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil / CEP: 74985-105
+55 (62) 4005-3700 / comercial@scitechmed.com