




SCITECH[®]

Innovation for Life



V A S C U L A R



SOLARIS

E N D O G R A F T


SOLARIS

E N D O G R A F T

Flexibilidade

Precisão

Navegabilidade



Adaptabilidade

Força Radial

Sistema de Entrega preciso e confiável




Sistema Hidrofílico
Melhor navegabilidade




Sistema Anti-jumping



Sistema Pull-back



3 marcas radiopacas nas extremidades



Ogiva atraumática radiopaca



Comprimento:
40, 60, 80 e 100mm

Tabela de Códigos e Medidas

Endoprótese Solaris					
Diâmetro (mm)	Comprimentos (mm)				Perfil Fr
	40	60	80	100	
5	111783	111784	111785	111786	8
6	111712	111713	111714	111715	9
7	111717	111718	111719	111720	9
8	111722	111723	111724	111725	9
9	111727	111728	111729	111730	9

Sistema de entrega: 130cm



Scitech Produtos Médicos Ltda - Brasil
www.scitechmed.com
comercial@scitechmed.com
Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd. 21 Lt. 01 e 44
Polo Empresarial Goiás - Ap. Goiânia - GO
CEP: 74985-105
Fone: +55 (62) 4005-3700

Para todas as indicações, contra-indicações, riscos, avisos, precauções e instruções de utilização consulte o manual.
SCITECH é uma marca comercial registrada. © Copyright, 2016 Scitech Produtos Médicos Ltda.
Todos os direitos reservados.