



SCITECH[®]

Innovation for Life



V A S C U L A R

ZEPPELIN

Cateter Balão Zeppelin HP Hidro ATP OTW

ZEPPELIN

CATETER BALÃO HP HIDRO ATP OTW



- Disponível em diâmetros até 20mm
- Revestimento Hidrofílico facilita o cruzamento de lesões complexas
- Sistema OTW compatível com Guia Metálica 0.035"
- Ponta macia e cônica para melhor navegabilidade em anatomias tortuosas

Especificações do balão

| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | | | Introdutor Compatível | Extensão do Cateter (cm) |
|---------------|------------------|----|----|-----------------------|--------------------------|
| | 40 | 60 | 80 | | |
| 14 | • | • | • | 8Fr | 120 |
| 16 | • | • | • | 8Fr | 120 |
| 18 | • | • | • | 10Fr | 120 |
| 20 | • | • | • | 10Fr | 120 |



Scitech Produtos Médicos Ltda
www.scitechmed.com
Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd. 21 Lt. 01 e 44 - Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil / CEP: 74985-105
+55 (62) 4005-3700 / comercial@scitechmed.com